

Futar®

Futar® Fast

Futar® D

Futar® D Fast

Futar® D Slow

Futar® Scan

Material para registo de oclusão, à base de vinilpolisiloxano.

DIN 13903

Apenas para uso odontológico por profissional especializado.

Made in Germany
 37273/4711



Descrição dos produtos

Futar®, Futar® Fast, Futar® D, Futar® D Fast, Futar® D Slow e Futar® Scan são elastómeros de adição para registo de oclusão, injectáveis, que permitem registos de oclusão de alta precisão.

Indicações

- Todos os materiais Futar® (Futar®, Futar® Fast, Futar® D, Futar® D Fast, Futar® D Slow, Futar® Scan) são indicados para fazer registos de oclusão de alta precisão.
- Os materiais Futar® D (Futar® D, Futar® D Fast, Futar® D Slow) podem ser usados em aplicações, que exijam um silicone duro para o registo da oclusão.
- Futar® Fast e Futar® D Fast é indicado em “trabalhos limitados” graças ao seu tempo de trabalho curto.
- Futar® D Slow é indicado para registos de oclusão mais exaustivos graças ao seu tempo de trabalho mais longo.
- Futar® Scan pode adicionalmente ser utilizado para o registo óptico de dados oclusais, para os sistemas CAD/CAM/CIM, livre de pó.

Contra-indicações

Não utilize os materiais de registo de oclusão Futar® em impressões convencionais, uma vez que a sua elevada dureza final dificulta retirar a moldeira da boca podendo até ter como consequência a extração involuntária de dentes.

Precauções especiais

Não utilize após expirar o prazo de validade.

Retire cuidadosamente todos os resíduos de material que tenham ficado no sulco gengival ou na cavidade oral.

Não ingerir o material de registo de oclusão! Em caso de ingestão, consulte imediatamente o médico se surgirem sintomas e/ou estes persistirem.

Evite o contacto com os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lave imediata e cuidadosamente com água ou lava-olhos e consulte imediatamente o médico se surgirem sintomas e/ou estes persistirem.

Não estão descritas reacções alérgicas ao produto; não se podem excluir no entanto, possíveis reacções de hipersensibilidade em pessoas susceptíveis.

O uso de produtos contendo enxofre activo, cloreto de alumínio ou compostos de azoto (fio de retracção com sulfato férrico, materiais de impressão de poli sulfito, etc.) interfere com a reacção de presa do vinilpolisiloxano. Se usar estes materiais por favor limpe cuidadosamente todas as áreas de contacto.

Se usar luvas durante o manuseamento do material de registo de oclusão, deve testar a sua compatibilidade com uma amostra do mesmo. Evitar o contacto com luvas de látex.

Não descarregar na rede sanitária de esgotos ou águas residuais, a fim de proteger o meio ambiente.

Evitar o contacto com o vestuário, visto que o material não é eliminável por limpeza a seco.

Descrição do produto e dados técnicos

Nome do Produto	Tempo total de processamento à 23 °C / 74 °F ≤	Tempo de permanência oral à 35 °C / 95 °F ≥	Fim de polimerização* ≥	dureza (aprox.) Shore	Alteração dimensional linear (máxima) %	Técnica de mistura	Elemento de mistura
Futar®	30 segundos	1 minuto e 30 segundos	2 minutos	A 90/HD 58	-0.20	Applyfix® 4 Pistola de dosagem DS-50 1:1/2:1	Cânula de mistura verde estático MB Ø 6.5 mm
Futar® Fast	15 segundos	45 segundos	1 minuto	A 90/HD 58	-0.20	Applyfix® 4 Pistola de dosagem DS-50 1:1/2:1	Cânula de mistura verde estático MB Ø 6.5 mm
Futar® D	30 segundos	1 minuto e 30 segundos	2 minutos	D 43/HD 76	-0.10	Applyfix® 4 Pistola de dosagem DS-50 1:1/2:1	Cânula de mistura verde estático MB Ø 6.5 mm
Futar® D Fast	15 segundos	45 segundos	1 minuto	D 43/HD 76	-0.10	Applyfix® 4 Pistola de dosagem DS-50 1:1/2:1	Cânula de mistura verde estático MB Ø 6.5 mm
Futar® D Slow	1 minuto e 30 segundos	3 minutos	4 minutos e 30 segundos	D 43/HD 76	-0.10	Applyfix® 4 Pistola de dosagem DS-50 1:1/2:1	Cânula de mistura verde estático MB Ø 6.5 mm
Futar® Scan	15 segundos	45 segundos	1 minuto	D 35/HD 60	-0.20	Applyfix® 4 Pistola de dosagem DS-50 1:1/2:1	Cânula de mistura amarelo estático MB Ø 4.2 mm

Tempo total de presa (extração bucal) desde o início da mistura

Observação

A observância estrita do tempo de trabalho total e do tempo de presa intra-oral garante excelentes resultados de registo de oclusão. Se a temperatura de armazenamento do material diferir significativamente dos 23 °C (74 °F) estes tempos serão alterados.

Instruções de utilização

Inserir o cartucho na pistola de dosagem Applyfix® 4 DS-50 1:1/2:1. Neste procedimento, deve-se observar que os entalhes do fundo do cartucho estejam indicando para baixo. Se o cartucho estiver inserido incorrectamente na pistola de dosagem, não será possível fechar a alavanca.

Retirar a tampa do cartucho. Após o uso pode-se recolocar a tampa.

Inserir o êmbolo no cartucho e dosar uma pequena quantidade de material de moldagem, até que ambos os materiais sejam dosados por igual.

Colocar a cânula de mistura sobre o cartucho, girar a tampa 90° em sentido horário até travar. Injecte material directamente nas superfícies oclusais do paciente ou na “forqueta” de registo oclusal. Após o uso, deixar a cânula de mistura carregada sobre o cartucho ou colocar a tampa do cartucho.

Antes de reutilizar o cartucho, remover a tampa do cartucho ou a cânula de mistura carregada e eliminá-la.

Verificar os orifícios de abertura do cartucho para certificar-se de que não há material polimerizado obstruindo os orifícios. Se necessário, desobstruir os orifícios obstruídos e dosar uma pequena quantidade de material de moldagem, até que ambos os materiais sejam dosados na mesma proporção.

Colocar uma cânula de mistura nova e prosseguir como descrito acima.

A pistola de dosagem Applyfix® 4 pode ser esterilizada na autoclave.

Condições de estocagem:

Guardar em local seco, protegido da luz solar, armazenar à temperatura ambiente, evitar gamas de temperaturas extremas.

Desinfecção:

Registos de oclusão podem ser desinfectadas, p. ex., com 2% de glutaraldeído, o soluções de desinfecção especiais (p. ex., Silosept®). Siga as instruções do fabricante.

Marca registada

Applyfix® 4, Kettenbach®, Silosept® e Futar® são marcas registadas da firma Kettenbach GmbH & Co. KG.

Limitação de responsabilidade

Caso uma exclusão de responsabilidade for permitida por lei, a Kettenbach GmbH não assume nenhuma responsabilidade por perdas ou danos causados por este producto, indiferente se o caso se tratar de um dano directo, indirecto, especial, colateral ou subsequente, independente da legislação vigente, inclusive garantia, contracto, negligência ou premeditação.

Legenda

Conformidade com MDD 93/42/EWG	CE	A ser utilizado até	
Limite de temperatura		Manter em local seco	
Proteger contra a luz do sol		Nº de catálogo	REF
Nº do lote		Atenção, consultar os documentos fornecidos	
Sistema dual (apenas para a Alemanha)		Diâmetro	
Cartucho		Cânula estática de mistura MB (uso único)	
Milímetro	mm	Millilitro	ml
Menor igual	≤	Maior igual	≥
Rx only Apenas para uso odontológico aplicado por profissional especializado		Uso único	

Os dados sobre os produtos da Kettenbach baseiam-se em extensa pesquisa e experiência técnica prática. Nós colocamos os resultados à sua disposição, mas nos reservamos o direito a alterações técnicas no desenvolvimento do produto.

No entanto, o usuário destes produtos não está isento da responsabilidade de observar e seguir as recomendações e as informações de uso.

Informações actualizadas em: 26 de novembro 2011

